


Nfkb1 Rabbit Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - P19838

Numero articolo: CM0015082



introduzione

NFKB1 Rabbit pAb (p105/p50) per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva NFKB1 umano, murino e ratto, un fattore di trascrizione chiave nell'infiammazione e nell'immunità. Ideale per la ricerca sulla segnalazione e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFKB1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4790
GeneID	4790
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 41-365 di NFKB1 umano (NP_001158884.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio