


Anticorpo Policlonale Nlrp3 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Numero articolo: CM0026163



introduzione

Anticorpo NLRP3 coniglio policlonale di alta qualità per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con NLRP3 umano, murino e di ratto (~118 kDa). Ideale per studiare l'attivazione dell'inflammasoma, la secrezione di IL-1 β e i disturbi autoinfiammatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale NLRP3 Coniglio (pAb)
Note/Alias	ALI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Specie	Umano
ID Gene	114548
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-210 di NLRP3 umano (NP_004886.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96P20
Peso Proteico	118 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio