

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nop58 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Numero articolo: CM0027576



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NOP58 ad alta specificità, validato per WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto; ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e sugli snoRNP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-NOP58
Note/Alias	NOP5; HSPC120; NOP5/NOP58; NOP58
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	51602
ID Gene	51602
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-529 di NOP58 umano (NP_057018.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2X3
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio