


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pak1 Per Wb Ed Elisa - Q13153

Numero articolo: CM0015009



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che riconosce PAK1 umano (alpha-PAK, p65-PAK). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con ratto. Ideale per studiare la dinamica del citoscheletro, la migrazione cellulare e l'apoptosi. L'immunogeno ricombinante garantisce specificità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAK1 Rabbit pAb
Note/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5058
GeneID	5058
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-250 di PAK1 umano (NP_001122092.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13153
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio