

Pan-Crotonyl-K Rabbit Mab Per Wb, If/Icc, Elisa - Anticorpo Ad Alta Specificità Per La Crotonilazione Della Lisina

Numero articolo: CM0000017

introduzione

Anticorpo monoclonale (mAb) Pan-Crotonyl-K di coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA.

Riconosce residui di lisina crotonilata in umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per lo studio delle modifiche di crotonilazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pan-Crotonyl-K Rabbit mAb
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, altro (ampia gamma prevista)
Peso proteico	10kDa o più
Spedizione	Borsa del ghiaccio