

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pan-Nitrific-Y Per Western Blot E Elisa

Numero articolo: CM0000036

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia pan-Nitrific-Y (nitrificazione della tirosina) per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Reattività crociata prevista con un'ampia gamma di specie: uomo, topo, ratto e altre. Immunogeno: peptide sintetico contenente lisina miristilata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pan-Nitrific-Y Rabbit pAb
Specie	Uomo
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente K miristilata.
Origine	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
Spedizione	Sacco di ghiaccio