

Anticorpo Policlonale Coniglio Pan-Succinyl-K Per Applicazioni Wb Ed Elisa

Numero articolo: CM0000009

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla pan-succinil-lisina, convalidato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della succinilazione della lisina e del metabolismo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pan-Succinyl-K Rabbit pAb
Specie	Umano
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente Succinil-K.
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
Spedizione	Borsa del ghiaccio