

Anticorpo Monoclonale Di Con Coniglio Par4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Iz0

Numero articolo: CM0005789



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio PAR4 ad alta specificità per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con PAR4 umano e murino, una proteina pro-apoptotica per la ricerca sul cancro e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAR4 mAb di coniglio
Note/Alias	PAR4; Par-4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5074
Gene ID	5074
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 241-340 del PAR4 umano (Q96Iz0).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96Iz0
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio