

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pcgf3 Per Wb Ed Elisa - Q3Knv8

Numero articolo: CM0025988

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PCGF3 umano (RNF3A), una proteina del gruppo polycomb coinvolta nella repressione genica e nella modifica degli istoni. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Adatto per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCGF3 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	RNF3; DONG1; RNF3A; PCGF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10336
GeneID	10336
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-242 di PCGF3 umano (NP_006306.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q3KNV8
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio