


Pde6G Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P18545

Numero articolo: CM0019535



introduzione

CamelBio fornisce PDE6G pAb di coniglio, un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva PDE6G umano, murino e di ratto, la subunità inibitoria della fosfodiesterasi del cGMP dei bastoncelli coinvolta nella fototrasduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDE6G pAb di coniglio
Note/alias	PDEG; RP57; PDE6G
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5148
GeneID	5148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-87 della PDE6G umana (NP_002593.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P18545
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante