


Fosfo-Akt1S1/Pras40-T246 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q96B36

Numero articolo: CM0001273



introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico rileva AKT1S1/PRAS40 fosforilato in T246 in campioni umani tramite WB e ELISA. Ideale per studi sulla segnalazione mTORC1 e sulla risposta all'insulina/nutrienti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-AKT1S1/PRAS40-T246 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Lobe; PRAS40; Fosfo-AKT1S1/PRAS40-T246
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84335
Gene ID	84335
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96B36
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio