

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Atm-S1981 Per Wb, If-P, Elisa - Q13315

Numero articolo: CM0001078



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Phospho-S1981 ATM, validato per applicazioni WB, IF-P, ELISA. Rileva ATM umano fosforilato sulla serina 1981. Per la ricerca sulla risposta al danno del DNA e la segnalazione dei checkpoint.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-ATM-S1981 Rabbit mAb
Note/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	472
GeneID	472
Immunogeno	Peptido fosforilato sintetico corrispondente alla regione S1981 di ATM umano (Q13315)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13315
Peso proteico	351 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio