

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Caseina Kinasi 2 Alfa (Csnk2A1)-T360/S362 Per Wb E Elisa - P68400

Numero articolo: CM0000881



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per CSNK2A1 fosforilato a T360/S362. Validato per WB e ELISA, rileva la Caseina Kinasi 2 alfa umana e murine. Ideale per lo studio della segnalazione delle chinasi, dell'apoptosi e della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	fosfo-Caseina Kinasi 2 alfa (CSNK2A1)-T360/S362 Rabbit pAb
Note/Alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; fosfo-Caseina Kinasi 2 alfa (CSNK2A1)-T360/S362
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	1457
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui intorno a T360/S362 della Caseina Kinasi 2 alfa umana (CSNK2A1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P68400
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio