


Fosfo-Ezr-T567/Rdx-T564/Msn-T558 Pab Coniglio Per Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Numero articolo: CM0001008



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che rileva Ezrin (T567), Radixin (T564) e Moesin (T558). Validato per WB e ELISA su umano e ratto. Utile per lo studio dell'attivazione delle proteine ERM e delle interazioni tra citoscheletro e membrana. PM previsto 23-71 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-EZR-T567/RDX-T564/MSN-T558 pAb coniglio
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7430/4478/5962
GeneID	7430/4478/5962
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno a T567 di EZR/RDX/MSN umano (NP_003370.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso proteico	23-71 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio