


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ezrina (T567) + Radixina (T564) + Moesina (T558) Per Wb Ed Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Numero articolo: CM0001332



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che rileva Ezrina (T567), Radixina (T564) e Moesina (T558) fosforilate in umano, topo, ratto. Adatto per WB ed ELISA. Ideale per studiare l'attivazione delle proteine ERM e la segnalazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-Ezrina-T567+Radixina-T564+Moesina-T558
Note/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; Radixina; HEL70; IMD50; Moesina
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7430/5962/4478
GenelD	7430/5962/4478
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T567/T564/T558 di Ezrina/Radixina/Moesina umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso Proteico	23-71 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio