


## Pab Di Coniglio Contro Phospho-Fadd-S194 Per Wb, Elisa - Q13158

Numero articolo: CM0000516



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che bersaglia FADD umano fosforilato in S194, validato per Western blot e ELISA. Ideale per applicazioni di ricerca su apoptosi e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | pAb di coniglio Phospho-FADD-S194                                                                             |
| Note/Alias          | GIG3; IMD90; MORT1; Phospho-FADD-S194                                                                         |
| Specie              | Umana                                                                                                         |
| GeneID (umano)      | 8772                                                                                                          |
| GeneID              | 8772                                                                                                          |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S194 di FADD umano (NP_003815.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                         |
| SWISS               | Q13158                                                                                                        |
| Peso proteico       | 23kDa                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                         |