

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Grin2B-Y1474 Per Wb, Elisa - Q13224

Numero articolo: CM0001029



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce GRIN2B fosforilato nella posizione Y1474. Convalidato per WB e ELISA su campioni umani. Utile per lo studio della segnalazione dei recettori NMDA, della plasticità sinaptica e dei disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-GRIN2B-Y1474 Rabbit pAb
Note / Alias	NR3, MRD6, NR2B, hNR3, DEE27, EIEE27, GluN2B, NMDAR2B, Phospho-GRIN2B-Y1474
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2904
GeneID	2904
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y1474 di GRIN2B umano (NP_000825.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q13224
Peso proteico	166kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio