

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Fosfo-Her2/ErbB2-Y1139 Per Wb Ed Elisa - P04626

Numero articolo: CM0001343



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-HER2/ErbB2-Y1139, validato per WB ed ELISA, rileva specificamente HER2 umano fosforilato in tirosina 1139. Adatto per studiare le vie di segnalazione di HER2 nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-HER2/ErbB2-Y1139
Note/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Fosfo-HER2/ErbB2-Y1139
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2064
GenelD	2064
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y1139 di ErbB2 umano (P04626).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio