


Mab Coniglio Anti Fosfo-Histone H3-S10 Per Wb, Ihc-P, Ip, Db, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0000771



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti Fosfo-Histone H3 (Ser10) ad alta specificità, validato per WB, IHC-P, IP, DB, ELISA. Reagisce con l'istone H3 di uomo, topo e ratto; ideale per studi epigenetici e di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Fosfo-Histone H3-S10
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IP, DB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Ghiaccio