


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Istona H3 (Ser28) Per Wb, If/Ifc, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0001437



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico mirato all'Istona H3 fosforilata a Ser28, adatto per WB, IF/IFC ed ELISA. Rileva H3 umana, murina e rat con ampia prevista cross-reattività. Ideale per ricerche sulla cromatina, sul ciclo cellulare e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Istona H3-S28 pAb coniglio
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Istona H3-S-S28
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	H3
ID Gene	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S28 dell'Istona H3 umana (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/IFC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio