

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Ikba-S36 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Numero articolo: CM0001520



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro IkB α (Ser36). Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con esseri umani, topi, ratti. Validato per la ricerca sulla via di segnalazione NF- κ B e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-IkBa-S36 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-S36
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4792
ID gene	4792
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione intorno a S36 di IkB α umano (P25963).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25963
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio