

## Phospho-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - P06213 / P08069

Numero articolo: CM0001126



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente il fosfo-INSR (Y1146) e il fosfo-IGF1R (Y1131) in campioni umani. Validato per Western blot e ELISA, è uno strumento essenziale per la ricerca sulla segnalazione insulina/IGF e per lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131 Rabbit pAb                                                             |
| Note/Alias            | INSR/IGF1R; Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131                                                            |
| Specie                | Umano                                                                                                 |
| GeneID (Umano)        | 3480/3643                                                                                             |
| GeneID                | 3643/3480                                                                                             |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico - Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y1146 di IGF1RINSR umano (NP_000199.2) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                                                 |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                 |
| SWISS                 | P06213/P08069                                                                                         |
| Peso Proteico         | 155kDa                                                                                                |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                    |