


Fosfo-Irak4-Ser346 Coniglio Mab Per Wb, Elisa - Q9Nwz3

Numero articolo: CM0001395



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro IRAK4 fosforilato a Ser346. Validato per WB e ELISA, reagisce con IRAK4 umano (Q9NWZ3), una chinasi chiave nella segnalazione immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-IRAK4-Ser346 coniglio mAb
Osservazioni/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51135
Gene ID	51135
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico attorno a Ser346 di IRAK4 umano (NP_057207.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NWZ3
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio