

Phospho-Mdm2-S260 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q00987

Numero articolo: CM0000480



introduzione

Phospho-MDM2-S260 Coniglio pAb rileva l'MDM2 umano fosforilato in S260. Convalidato per WB ed ELISA. Ideale per studiare l'ubiquitinazione di p53, l'apoptosi e le vie del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-MDM2-S260 Coniglio pAb
Note/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S260
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4193
GeneID	4193
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S260 dell'MDM2 umano (NP_001354919.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q00987
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio