


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Per Wb, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0001649



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce l'NF-kB p65/RelA umano fosforilato in Ser536. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione di NF-kB in infiammazione, immunità e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Osservazioni/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S536 dell'NF-kB p65/RelA umano (NP_068810.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio