


Pab Di Coniglio Phospho-Pdgfrb-Y740 Per Wb E Elisa - P09619

Numero articolo: CM0001596



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-PDGFRB-Y740 convalidato per WB e ELISA, rileva PDGFRB fosforilato in Y740 in esseri umani e topi. Ideale per lo studio della segnalazione PDGF nella proliferazione cellulare, nella migrazione e nello sviluppo cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PDGFRB-Y740 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y740
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5159
GeneID	5159
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosforilato sintetico intorno alla Y740 del PDGFRB umano (NP_002600.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P09619
Peso proteico	124 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio