

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pkc Alfa-T410+Pkc Delta-T410 Per Wb, Elisa - P17252 / Q05655

Numero articolo: CM0000833



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410 rileva la T410 fosforilata della PKC alfa e della PKC delta umana. Validato per WB ed ELISA, ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410
Note/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5578/5580
GeneID	5578/5580
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno alla T410 di PRKCZ umana (NP_002735.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P17252/Q05655
Peso Proteico	76kDa/77kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio