

Fosfo-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2-Y340 Coniglio Pab Per Wb E Elisa - Q15700

Numero articolo: CM0000901



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-PSD93/DLG2-Y340 per WB, ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Rileva la proteina scaffold postsinaptica chapsyn-110/PSD-93 coinvolta nella segnalazione del recettore NMDA e nella percezione del dolore cronico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340 Coniglio pAb
Note/Alias	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; Fosfo-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1740
ID Gene	1740
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y340 di PSD93/chapsyn-110/DLG2 umano (NP_001355.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15700
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio