


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Rb-S811 Per Wb, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0000473



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro la RB umana fosforilata in serina 811, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla regolazione del ciclo cellulare, soppressione tumorale e vie di segnalazione di E2F.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-RB-S811
Note/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S811
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5925
GeneID	5925
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S811 della RB umana (NP_000312.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio