


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Tbc1D4-S588 Per Wb, Elisa - O60343

Numero articolo: CM0000932



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-TBC1D4-S588 validato per WB ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Rileva la proteina TBC1D4 fosforilata in serina 588, coinvolta nella traslocazione di GLUT4 mediata dall'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-TBC1D4-S588
Note/Alias	AS160; NIDDM5; Fosfo-TBC1D4-S588
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9882
GeneID	9882
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S588 di TBC1D4 umano (NP_055647.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60343
Peso Proteico	147kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio