

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pnpla3 (Adiponutrina, Ipla2-Epsilon) Per Wb Ed Elisa - Q9Nst1

Numero articolo: CM0027850

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PNPLA3 umano (adiponutrina, iPLA2-epsilon) per Western blot ed ELISA. Rileva PNPLA3 umano, murino e di ratto; adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico e sulla NAFLD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PNPLA3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon; PNPLA3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	80339
ID Gene	80339
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 377-481 di PNPLA3 umano (NP_079501.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NST1
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio