


Anticorpo Policlonale Rabbit Prkar1A (Validato Per Ko) Per Wb, If/Icc, Elisa - P10644

Numero articolo: CM0016684



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro PRKAR1A umano, validato mediante knockout, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Per uso nella ricerca sulla via di segnalazione cAMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] PRKAR1A Rabbit pAb
Note/Alias	CAR; CNC; CNC1; PKR1; TSE1; ADOHR; PPNAD1; PRKAR1; ACRDYS1; 1A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5573
GeneID	5573
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di PRKAR1A umano (NP_002725.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10644
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio