

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bgat (Abo) Per Wb E Elisa - P16442

Numero articolo: CM0023913



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BGAT umano (transferasi ABO) validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sugli antigeni dei gruppi sanguigni ABO.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BGAT Rabbit pAb
Note/Alias	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Specie	Umana
GeneID	28
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 54-354 della BGAT umana (NP_065202.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16442
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio