

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd117/C-Kit Per Citometria A Flusso - P10721

Numero articolo: CM0012326



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia CD117/c-Kit umano, coniugato con per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare ricombinante (aa 26-520). Reagisce con cellule umane, ideale per la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche e sui mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD117/c-Kit
Annotazioni/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Specie	Uomo
ID Gene	3815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 26-520 di CD117/c-Kit umano (NP_000213.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P10721
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio