

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Topo Cd117/C-Kit Per Citometria A Flusso - P05532

Numero articolo: CM0005778



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD117/c-Kit di topo (SWISS: P05532). Adatto per citometria a flusso (FC), riconosce il recettore di 22/108/109 kDa. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD117/c-Kit
Note/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3815
ID Gene	16590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-523 del CD117/c-Kit di topo (NP_001116205.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P05532
Peso molecolare proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante