

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zic1 Per Wb, Elisa - Q15915

Numero articolo: CM0021880

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZIC1, adatto per WB ed ELISA. Reagisce con specie umana, murina e ratto. ZIC1 è un fattore di trascrizione a dita di zinco fondamentale per la neurogenesi e lo sviluppo del SNC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZIC1 Rabbit pAb
Note/alias	ZIC; CRS6; BAIDCS; ZNF201; ZIC1
Specie	Uomo
ID del gene	7545
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-210 di ZIC1 umano (NP_003403.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15915
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante