

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro La Proteina Spike S1 Di Sars-Cov-2 Per Wb/If/Elisa - Glicoproteina Spike

Numero articolo: CM0002204

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la glicoproteina Spike S1 di SARS-CoV-2. Validato per applicazioni di WB, IF/ICC ed ELISA, ideale per la ricerca in virologia e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome Prodotto	mAb Spike S1 di SARS-CoV-2
Note/Alias	glicoproteina spike
Specie	SARS-COV-2
Gene ID (Umano)	SARS-CoV-2
Gene ID	43740568
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	SARS-CoV-2
Spedizione	Sacca refrigerante