


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-RalA Per Wb, Elisa - P11233

Numero articolo: CM0007712



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro RalA umano, validato per Western blot ed ELISA. Riconosce la proteina RalA umana e di scimmia (24 kDa, UniProt P11233), una GTPasi coinvolta nella proliferazione cellulare e nel traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-RalA
Note/Alias	RAL; HINCONS; RalA
Specie	Umano
GeneID (umano)	5898
GeneID	5898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-206 di RalA umano (NP_005393.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, scimmia
SWISS	P11233
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante