


Anticorpo Policlonale Rbfox2 Coniglio Per Wb, Elisa - 043251

Numero articolo: CM0021431



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro RBFOX2 (proteina legante l'RNA omologa di fox-1 2), validato per Western blot (WB) ed ELISA con reattività umana. Ideale per studi sullo splicing alternativo, sul processing dell'mRNA e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBFOX2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	RTA; fxb; FOX2; RBM9; Fox-2; HNRBP2; HRNBP2; dj106i20.3; RBFOX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23543
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di RBFOX2 umano (NP_001026865.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O43251
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio