


Anticorpo Policlonale Coniglio Sars-Cov-2 Nsp10 Per Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0023794



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a SARS-CoV-2 NSP10. Adatto per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con SARS-CoV-2. Ideale per lo studio della replicazione virale, della metilazione del cappuccio e dell'evasione immunitaria dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SARS-CoV-2 NSP10 Rabbit pAb
ID Gene	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-139 della NSP10 del coronavirus (YP_009725306.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso proteico	794kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio