

Scrn2 Rabbit Pab Per Wb E Elisa - Q96Fv2

Numero articolo: CM0012826

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit SCR2 di alta qualità validato per WB e ELISA. Adatto per rilevare la Secernina-2 umana e murina, una fosfoproteina di 47 kDa coinvolta in molteplici processi cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SCR2 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	Ses2; SCR2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	90507
ID gene	90507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 176-425 della SCR2 umana (NP_612364.2)
Origine	Rabbit (coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q96FV2
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio