


Sigmar1 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99720

Numero articolo: CM0026405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore sigma-1 umano (SIGMAR1). Rileva i livelli endogeni e funziona in WB, IHC-P, ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi di neuroscienze, segnalazione cellulare e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SIGMAR1 Coniglio pAb
Note/Alias	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigma1R; SIGMAR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10280
GeneID	10280
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 114-223 di SIGMAR1 umano (NP_005857.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99720
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio