


Anticorpo Policlonale Coniglio Smc2 Per Wb E Elisa - 095347

Numero articolo: CM0019710



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SMC2 validato per WB e ELISA. Rileva SMC2 umano e murino, componente della condensin essenziale per la condensazione cromosomica mitotica. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMC2 Rabbit pAb
Note/Alias	CAPE; CAP-E; SMC-2; SMC2L1; SMC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10592
GeneID	10592
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	O95347
Peso proteico	136 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio