

Anticorpo Policlonale Coniglio St3Gal3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q11203

Numero articolo: CM0025896

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ST3GAL3, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per studiare la funzione sialiltransferasi e la glicosilazione nell'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ST3GAL3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ST3N; DEE15; MRT12; SIAT6; EIEE15; ST3GALII; ST3GALIII; ST3Gal III; ST3GAL3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6487
Gene ID	6487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-375 di ST3GAL3 umano (NP_006270.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q11203
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio