


Stat5A Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Elisa - P42229

Numero articolo: CM0002632



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio STAT5A validato per WB e ELISA. Riconosce STAT5A umana e murina, un fattore di trascrizione coinvolto nella segnalazione delle citochine. Ideale per la ricerca e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STAT5A Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MGF; STAT5; STAT5A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6776
GeneID	6776
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P42229
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio