


Pab Rabbit Contro Simmetrica Dimetil-Histone H3-R26 (Q16695/P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000290



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che rileva la Simmetrica DiMetil-Histone H3-R26, adatto per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	pAb rabbit contro Simmetrica DiMetil-Histone H3-R26
Note/Alias	H3f; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3j; Simmetrica DiMetil-Histone H3-R26
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico simmetricamente dimetilato intorno alla R26 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Fonte	Rabbit
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio