


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Simmetric Dimetil-Istone H3-R8 (Q16695/P68431) Per Wb, Elisa, Chip

Numero articolo: CM0000349



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la simmetrica dimetilazione dell'istone H3 in R8 (SWISS Q16695/P68431). Adatto per WB, ELISA e ChIP. Riconosce umano, topo, ratto e altre specie (ampio spettro previsto). Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro Simmetric DiMetil-Istone H3-R8
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Simmetric DiMetil-Istone H3-R8
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico simmetricamente dimetilato intorno a R8 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca refrigerante