


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Taf6L Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y6J9

Numero articolo: CM0016048



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TAF6L (PAF65A), validato per WB, IP, ELISA in uomo, topo, ratto. Adatto per lo studio del complesso PCAF, dell'acetilazione degli istoni e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAF6L Rabbit pAb
Note / Alias	PAF65A; TAF6L
Specie	Uomo
ID gene	10629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di TAF6L umano (NP_006464.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6J9
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio