


Anticorpo Monoclonale Rabbit Taz Per Wb E Elisa - Q9Gzv5

Numero articolo: CM0006986



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit TAZ validato per WB e ELISA, rileva WWTR1/TAZ in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Hippo, il controllo delle dimensioni degli organi e la soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAZ Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	TAZ
Specie	Umana
GeneID (Umana)	25937
GeneID	25937
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 della TAZ umana (NP_056287.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZV5
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio