


Pab Di Coniglio Anti-Tim-3/Havcr2 Per Wb, Elisa - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0016220



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TIM-3/HAVCR2 validato per WB e ELISA, reattivo in umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione dei checkpoint immunitari nella regolazione dei linfociti T e nella ricerca sull'immunoterapia antitumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-TIM-3/HAVCR2
Note/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84868
GeneID	84868
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-202 della TIM-3/HAVCR2 umana (NP_116171.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TDQ0
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio